



rehashop



Référence : REHA-40000

Un compagnon polyvalent pour votre vie quotidienne

Notre scooter électrique Siam, avec son design élégant et gracieux, rappelle le chat siamois, toujours aussi populaire. Grâce à ses dimensions compactes, il est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. Ce scooter est parfait pour la maison comme pour les voyages. Ses caractéristiques de maniabilité exceptionnelle (rayon de braquage : 53 cm) facilitent les manœuvres, même dans les espaces restreints. Et le plaisir de conduite n'est certainement pas en reste. Prenez place à bord du scooter de mobilité électrique REHASHOP Siam et profitez de votre fidèle compagnon, qui vous offre une plus grande mobilité et une plus grande autonomie. Outre ses dimensions compactes de 102 cm x 50 cm x 86 cm (L x l x H), le Siam impressionne particulièrement par sa capacité à...

Il se démonte en sept parties. Le siège, les accoudoirs, les batteries et les châssis avant et arrière se retirent très rapidement, tandis que la colonne de direction se replie facilement. La plus lourde de ces pièces ne pèse que 16 kg. De plus, son poids total de 42,5 kg, batteries comprises, est particulièrement léger comparé aux autres véhicules électriques de taille moyenne.

Ses dimensions compactes, son démontage facile et son faible poids assurent un transport aisé de votre nouveau compagnon, même dans une petite voiture.

Données techniques

En général

Couleur du cadre :	Bleu ciel, rouge
Suspension:	Non
Poids	
Poids à vide (batterie incluse) :	42,5 kg
Poids maximal de l'utilisateur :	100 kg
expérience de conduite	
Vitesse maximale :	6 km/h
Autonomie :	11 km

Dimensions

Largeur du siège :	42,5 cm
Hauteur du siège :	86 cm
Dimensions (L x l x H) : Ø Roues	102 x 50 x 86 cm
avant : Ø Roues	20 cm
arrière :	20 cm

Performance

Capacité de la batterie :	2 x 12 V / 12 Ah
Puissance du moteur :	200 W



Électrification de la mobilité

À l'image du chat siamois dont il porte le nom, notre scooter électrique est un véritable compagnon domestique. Avec une vitesse maximale de 6 km/h, des roues relativement petites (20 cm de diamètre) et une autonomie limitée à 11 km*, ce scooter est principalement conçu pour un usage à domicile. Grâce à sa garde au sol de seulement 4 cm, le Siam franchit aisément les petits obstacles tels que les seuils de porte ou les tapis. Sa batterie de 2 x 12 V/12 Ah et son moteur de 200 W garantissent une conduite agréable, même avec une charge maximale de 100 kg. Aussi docile qu'un chat siamois, notre scooter électrique est un véritable plaisir à conduire.

Il peut également être utilisé pour de petites excursions en plein air.

En définitive, cette voiture représente un compagnon fiable au quotidien, qui vous assiste activement et s'adapte à vos besoins. Cela se traduit notamment par ses nombreuses options de réglage. Non seulement la hauteur du siège est réglable individuellement à votre morphologie, mais la hauteur et l'inclinaison des accoudoirs le sont également. De plus, la colonne de direction offre une autre caractéristique particulière.

L'inclinaison est réglable, garantissant un confort de conduite optimal.





Vos avantages en un coup d'œil



Maniabilité extrêmement élevée

Avec un rayon de braquage de seulement 106 cm, son rayon d'action est extrêmement réduit.



Bonnes caractéristiques de conduite

Plaisir de conduite et direction facile garantis ; même à charge maximale.



Démontage rapide et facile

Démontage facile et sans outil en sept pièces individuelles.



Léger

Avec un poids de seulement 42,5 kg, c'est un véritable poids léger parmi les véhicules électriques.



Dimensions compactes

Mesurant 102 cm x 50 cm (L x l), il est parfait pour une utilisation dans des espaces restreints.



Adaptable

Nombreuses options de réglage pour une adaptation optimale au conducteur.



Vidéo en ligne





FAQ - Foire aux questions

Pourquoi un véhicule électrique est-il intéressant ?

Pour les personnes ayant des difficultés à parcourir de longues distances, les scooters électriques constituent un compagnon idéal au quotidien. Ces aides électriques se révèlent performantes aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le Siam, par exemple, est conçu pour une utilisation aussi bien à domicile qu'en voyage. Des caractéristiques pratiques, comme un rayon de braquage court, garantissent une mobilité et une sécurité accrues, tandis que son utilisation reste d'une simplicité maximale.

Cela concerne à la fois la maniabilité et la flexibilité de l'appareil d'assistance. Les modèles conçus pour une utilisation en intérieur, notamment, sont faciles à contrôler même dans les espaces restreints, offrant ainsi une grande liberté de mouvement au sein du domicile. Pour un soutien optimal, les réglages de l'appareil sont personnalisables en fonction des besoins de chaque utilisateur.

À quelle vitesse roule le véhicule électrique ?

Avec le scooter de mobilité électrique REHASHOP Siam, vous pouvez atteindre une vitesse maximale de 6 km/h. Cela permet des déplacements modérés et sécurisés. Grâce à son autonomie de 11 km, le Siam est conçu pour une utilisation en intérieur. Cependant, il peut également être utilisé pour de courts trajets en extérieur. Notre scooter de mobilité excelle particulièrement en intérieur, où il offre une plus grande autonomie.

Scooter électrique ou fauteuil roulant électrique.

Un fauteuil roulant électrique est particulièrement adapté aux personnes ayant besoin d'une aide à la mobilité de façon permanente. En revanche, un scooter électrique requiert certaines capacités physiques, notamment la capacité de diriger le véhicule à l'aide de la colonne de direction et d'accélérer et de freiner grâce à la commande à bascule. Les scooters électriques accompagnent leurs utilisateurs au quotidien, mais sont moins adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ils offrent néanmoins mobilité et autonomie pour se déplacer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Où la circulation des véhicules électriques est-elle autorisée ?

Bien que le scooter électrique REHASHOP Siam soit principalement conçu pour une utilisation en intérieur grâce à sa maniabilité, il peut également être utilisé sur de courtes distances en extérieur. Toutefois, dans ce cas, il est important de tenir compte de la distance maximale autorisée, des caractéristiques de conduite et de la garde au sol. Le Siam est idéal pour les chemins sans obstacles, à surface lisse et en pente douce. Ce scooter électrique agile peut être utilisé en présence de piétons.

rehashop Zoo

Nos recommandations de produits pour vous



REHASHOP Fauteuil roulant léger zèbre

Numéro d'article : KREHA-2070-46

- Un compagnon de voyage pratique doté d'un mécanisme de pliage ingénieux
 - Design fin, poids de seulement 14 kg
 - Poids mort
 - 41, 46 ou 51 : Trois différents
- La largeur des sièges assure le confort de conduite



Vidéo en ligne

Données techniques

Largeur du siège :	41 / 46 / 51 cm
Hauteur du siège :	54 cm
Profondeur d'assise :	39 cm
Frein pour BP :	Oui
Poids:	14 kg
Capacité de charge jusqu'à :	110 kg

REHASHOP Fauteuil roulant électrique E-Tiger

Numéro d'article : KREHA-2500-43

- Fauteuil roulant électrique pliable au look sportif et moderne
- Coussin d'assise confortable et diverses options de réglage
- Peut également être déplacé manuellement

Données techniques

Largeur du siège :	43 cm
Hauteur du siège :	53 cm
Atteindre:	20 km
Capacité de la batterie : 24 V / 15,6 Ah	
Puissance du moteur :	130 W
Capacité de charge jusqu'à :	120 kg



Fauteuil roulant électrique REHASHOP Caracal

Numéro d'article : KREHA-2010

- Fauteuil roulant électrique intelligent au sommet-Terms et conditions
- Avec une autonomie allant jusqu'à 15 km parfait pour l'environnement de vie immédiat
- Se replie facilement en quelques étapes simples.



Vidéo en ligne

Données techniques

Largeur du siège :	43 cm
Hauteur du siège :	52 cm
Portée : 15 km	
Capacité de la batterie : 24 V / 20 Ah	
Puissance du moteur :	2 x 200 W
Capacité de charge jusqu'à :	120 kg

Découvrez nos meilleurs prix