

# TOPRO PEGASUS

CARBON FOR LIGHTWEIGHT, TOPRO FOR QUALITY



**TOPRO Pegasus M**

Art.Nr.: 815020

Farbe: weiß



**TOPRO Pegasus M**

Art.Nr.: 815021

Farbe: stahlblau



Made in Norway

## Technische Daten TOPRO Pegasus

<b>Größe</b>	M (medium)
<b>Empfohlene Körpergröße</b>	150–200 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	130 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz/Korb</b>	10 kg/15 L
<b>Griffhöhe</b>	790–976 mm
<b>Größte Länge</b>	650 mm
<b>Größte Breite</b>	640 mm
<b>Abstand zwischen Stützpunkten (Handgriffflächen)</b>	470 mm
<b>Sitzhöhe</b>	630 mm
<b>Wendekreis</b>	840 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	200 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	36 mm
<b>Ergo Grip (Handgriffe)</b>	multifunktional: Greifposition, Aufstehhilfe, Armablage
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung</b>	73 mm
<b>Höhe komplett zusammengeklappt</b>	803 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	273 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	650 mm
<b>Transportmaß (gefaltet)</b>	l 650 × b 273 × h 803 mm
<b>Transportgewicht (ohne Tasche)</b>	6,2 kg
<b>Gewicht mit Tasche</b>	6,6 kg
<b>TOPRO Artikelnummer (weiß/stahlblau)</b>	815020/815021
<b>HMV-Nummer</b>	keine
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	629,- €