




Le presque tout-venant robuste et éprouvé



Le plus grand et
le plus fort dans
la petite catégorie



Boîte CH avec rapport
de transmission
spécial



Vous conduit où
vous voulez



Importateur général
autorisé suisse avec
label (swissmedic)



**EMobil
& Care**
Für Menschen

Bility S



Vente

La vente en Suisse se fait exclusivement par l'intermédiaire d'un revendeur spécialisé. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous.

Garantie

La garantie est de 24 mois ou de 6000 km, selon ce qui est atteint en premier. Les batteries ont une garantie de 6 mois.

* Indications de la consommation

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente se basent sur les données d'usine et sont des données de consommation normalisées qui servent à comparer les véhicules.

Données techniques

Vitesse	10 km/h
Conduite sans permis de conduire	Oui
Puissance du moteur	750 watts
Batteries AGM	2x12V 50 Ah
Distance jusqu'à	30 km *
Capacité de moteur en 1re vitesse jusqu'à	28 % *
En mode continu jusqu'à	20 % *
Poids total avec batteries	109 kg
Charge maximale	150 kg
Longueur	1360 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	1160 mm
Hauteur minimale	810 mm
Garde au sol	95 mm
Rayon de braquage	2800 mm
Suspension	devant et derrière
Roues Ø avant et arrière	310 mm

Équipement

Couleur bleu
Protection contre les chocs à l'avant et à l'arrière
Éclairage avant, arrière et clignotants
Feux de détresse
Rétroviseur gauche

Option: rétroviseur également à droite

Siège confortable avec appui-tête et accoudoir réglable
Siège pivotant et réglable en plusieurs positions
Colonne de direction réglable individuellement
Frein de parking avec blocage en stationnement
Tableau de bord avec boutons faciles à utiliser
Indicateur de charge de la batterie
Panier d'achat à l'avant
Adaptateur intégré à l'arrière pour accueillir les options et les accessoires

Optionen

Toit pliant tous temps universel
Coffre à bagages, panier arrière, porte-canne
Support pour rollateur
Bâche pour scooter 720 x 1200 x 1500 mm
Autres accessoires sur demande

Toutes les données sont sans engagement