



Nachttisch „Hermann“ mit ausklappbarem Bett-Tisch – nicht höhenverstellbar



CE

Nachttisch „Hermann“ – Modell 61.3631.33

► Ausführung

Korpus mit zwei Türen, einem Einlegeboden, einer ausziehbaren Schublade und einem offenen Fach. Schublade nach beiden Seiten bis zu einem Anschlag ausziehbar, daher ist der Nachttisch von beiden Seiten des Bettes aus benutzbar.

Korpus bzw. Fronten aus 16 - 25 mm Holz-Spanplatten, kunststoffbeschichtet, Buche Dekor. Der seitlich angebrachte Bett-Tisch ist in einer seitlichen Führung ausklappbar. Holzgestell mit 4 Doppelaufrollen, 2 Rollen feststellbar.

Ober- und Bett-Tischplatte sowie Zwischenboden mit 0,8 mm Kunststoffbeschichtung, Kanten der Oberplatte sowie der Bett-Tischplatte mit abgerundeten Kunststoffanleimern. Schublade und Türen mit Hartkunststoffgriffen.

► Maße

Höhe 88 cm, Breite 55 cm, Gesamttiefe 45,5 cm, Gesamtbreite 123 cm (Bett-Tisch ausgeklappt), Oberplatte 53,5 x 45,5 cm, Bett-Tischplatte 66 x 37 cm, Doppelaufrollen-Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar.

► Farbe/Holzarten

Korpus und Fronten kunststoffbeschichtet, Buche Dekor.

► Bestell-Nummern

61.3631.33 Nachttisch „Hermann“
kunststoffbeschichtet, Buche Dekor.


► Zubehör*

Kunststoff-Schubladeneinsatz
Flaschenkorb für 3 Flaschen

Technische Änderungen vorbehalten



Kunststoff-Schubladeneinsatz



Flaschenkorb für 3 Flaschen

*Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.