




 Sportrider S


Le Costum E-Trike pour les riders individuels



Moteur puissant
Batteries puissantes



Boîte CH avec rapport
de transmission
spécial



Grandes roues donc
roulement confortable
et facile

CH **REP**

Importateur général
autorisé suisse avec
label (swissmedic)



EMobil
& Care
Für Menschen

Sportrider S



Vente

La vente en Suisse se fait exclusivement par l'intermédiaire d'un revendeur spécialisé. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous.

Garantie

La garantie est de 24 mois ou de 6000 km, selon ce qui est atteint en premier. Les batteries ont une garantie de 6 mois.

* Indications de la consommation

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente se basent sur les données d'usine et sont des données de consommation normalisées qui servent à comparer les véhicules.

Données techniques

Vitesse	10 km/h
Conduite sans permis de conduire	Oui
Puissance du moteur	1000 watts
Batteries AGM	2x12V 80 Ah
Distance jusqu'à	35 km *
Option: Batteries AGM	2x12V 100 Ah
Distance jusqu'à	40 km *
Capacité de moteur en 1re vitesse jusqu'à	30% *
En mode continu jusqu'à	22 % *
Poids total avec batteries	168 kg
Charge maximale	200 kg
Longueur	1650 mm
Largeur	780 mm
Hauteur	1380 mm
Hauteur minimale	1180 mm
Garde au sol	105 mm
Rayon de braquage	3300 mm
Suspension indépendante	à l'avant
Suspension intégrale	avant et arrière
Roues Ø avant et arrière	495 mm

Options

Couleur noir-argent-chrome
Lampe de phare, clignotants latéraux en boîtier chromé
Feux arrière rouges, orange avec diffuseur en verre transparent
Feux de détresse

Rétroviseur gauche en boîtier chromé

Option: rétroviseur également à droite

Siège confortable avec appui-tête et accoudoir réglable
Siège pivotant et réglable en plusieurs positions
Guidon réglable individuellement avec un outil
Frein de parking avec blocage en stationnement
Interrupteur manuel pour la conduite
Instruments ronds dans boîtier chromé Digital, avec
Indicateur de charge de la batterie, compteur km, horloge
Indicateur de température extérieure
Adaptateur intégré à l'arrière pour accueillir les options et les accessoires

Optionen

Windshield, pare-brise teinté
Toit, polyester blanc avec vitre frontale sur cadre en acier
Toit pliant tous temps universel
Coffre à bagages, panier arrière, porte-canne
Support pour rollateur
Bâche de protection pour Sportrider 720x1200x1500 mm
Autres accessoires sur demande

Toutes les données sont sans engagement

EMobil & Care SA | Importateur général de matériel d'assistance

Fabrikweg 19 | CH-3627 Heimberg | 078 265 00 51 | info@emobil-care.ch | www.emobil-care.ch