



Karakal

Artikel-Nr.: KREHA-2010

Komfortables Fahrerlebnis

Mit dem REHASHOP Elektrorollstuhl Karakal erwartet Sie ein verlässlicher sowie sicherer Begleiter in einer zeitlosen Optik. Mit Hilfe des elektrischen Rollstuhls bleiben Sie auch bei körperlichen Einschränkungen mobil und können Ihren Alltag künftig so selbstständig wie möglich gestalten. Dabei zeigt sich unser Karakal ebenso dynamisch und vielseitig wie sein Namensgeber.

Denn dieser eignet sich aufgrund seiner komfortablen Fahreigenschaften sowohl für die Nutzung im Innenbereich, als auch für ausgedehnte Spazierfahrten im

näheren Wohnumfeld. Bei idealen Bedingungen und vollgeladenen Akkus erreichen Sie mit dem REHASHOP Elektrorollstuhl Karakal eine maximale Reichweite von bis zu 15 km bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Unterwegs sorgen die grossen, breiten Reifen selbst auf unebenen Strecken für ein komfortables Fahrerlebnis. Dabei sind auch Steigungen bis zu 8° kein Hindernis für Sie. Zudem überzeugt die elektrische Mobilitätshilfe mit ihrer qualitativ hochwertigen und stabilen Verarbeitung. Denn unser Karakal ist bis zu einem Maximalgewicht von 120 kg belastbar.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------|--------|
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Federung: | Nein |

Gewicht

| | |
|-------------------------|--------|
| Leergewicht inkl. Akku: | 34 kg |
| Max. Benutzergewicht: | 120 kg |

Fahrerlebnis

| | |
|-----------------------|------------|
| Max. Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Reichweite: | Über 15 km |

Abmessungen

| | |
|---------------------------|------------------|
| Sitzbreite: | 43 cm |
| Sitzhöhe: | 52 cm |
| Abmessungen (L x B x H) : | 105 x 63 x 88 cm |
| Ø Vorderräder: | 20,3,5 cm |
| Ø Hinterräder: | 31,7 cm |

Leistung

| | |
|----------------|--------------|
| Akkukapazität: | 24 V / 20 Ah |
| Motorleistung: | 2 x 200 W |



Clevere Funktionen für Ihre Flexibilität

Der REHASHOP Elektrorollstuhl Karakal verfügt über vielfältige Verstell- und Transportmöglichkeiten, die für einen flexiblen Einsatz sorgen. Dank seines praktischen Faltmechanismus können Sie den Elektrorollstuhl in nur wenigen Handgriffen auf ein kompaktes Mass zusammenklappen. Durch diesen und sein geringes Eigengewicht von nur 34 kg kann der Karakal auch im PKW einfach und sicher verstaut werden. Um zum optimalen Begleiter zu werden lassen sich die Position der Steuereinheit sowie der Abstand zu den Armlehnen bequem an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Links- oder Rechtshänder, das Bedienelement lässt

sich unkompliziert an der entsprechenden Seite der Armlehne montieren.

Gesteuert wird der Elektrorollstuhl Karakal per Joystick, der Ihnen ein intuitives Nutzererlebnis verspricht. Die Armlehnen selbst lassen sich für ein sicheres Ein- und Aussteigen unkompliziert nach oben klappen. Ebenfalls verstellbar ist auch die Rückenlehne und die Rückenbespannung, sodass sich der elektrische Rollstuhl ganz Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen lässt. Ausgestattet mit insgesamt zwei Transporttaschen lassen sich Ihre persönlichen Gegenstände auch unterwegs sicher und jederzeit griffbereit verstauen.





Ihre Vorteile im Überblick

-  **Für Innen- und Aussenbereich geeignet**
Bei einer Reichweite bis zu 15 km auch im näheren Umfeld eingesetzt werden.
-  **Geringes Eigengewicht**
Hohe Alltagstauglichkeit dank geringem Eigengewicht von nur 34 kg.
-  **Cleverer Faltmechanismus**
Schnell und in wenigen Handgriffen auf sehr geringe Masse zusammenklappbar.
-  **Flexibles Anbringen des Bedienelements**
Bedienelement lässt sich flexibel an der linken oder rechten Armlehne anbringen.
-  **Einfaches Ein- und Aussteigen**
Vollständig hochklappbare Armlehnen sorgen für ein sicheres Ein- und Aussteigen im Alltag.
-  **Praktische Ausstattung**
Dank Transporttaschen umfangreiche Verstaumöglichkeiten unter und hinter der Sitzfläche.

 Video online





FAQ - Häufig gestellte Fragen

Warum lohnt sich ein Elektrorollstuhl?

Elektrorollstühle eignen sich insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität sowie in ihrer Armkraft und -beweglichkeit beeinträchtigt sind. Kommt ein regulärer Rollstuhl für Sie also nicht in Frage, weil Ihnen beispielsweise die Vorwärtsbewegung aus eigener Kraft schwerfällt, vereinfacht eine elektrische Mobilitätshilfe Ihren Alltag.

Elektrorollstühle, wie unser Karakal, sind darauf ausgerichtet, Ihnen zu mehr Selbstständigkeit und Mobilität zu verhelfen. Deshalb ist auch deren Handhabung so einfach und komfortabel wie möglich gehalten. Das bezieht sich auch auf die Lenkung des Hilfsmittels. Denn diese ist ebenso wie die Beschleunigung über den integrierten Joystick regulierbar. Mit dem Bedienfeld und der Akkuanzeige im Blick, wissen Sie stets, wann Sie Ihren neuen Begleiter aufladen müssen. Zudem lassen sich die Fahreinstellungen individuell anpassen.

Wie schnell fährt der Elektrorollstuhl?

Mit dem REHASHOP Elektrorollstuhl Karakal können Sie bis auf eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h beschleunigen. Das sorgt für ein zügiges Vorankommen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Kombiniert mit einer Reichweite von bis zu 15 km, steht Ihrem nächsten Ausflug - dank unserer flexiblen Mobilitätshilfe - nichts mehr im Weg.

Wo darf ich mit meinem Elektrorollstuhl fahren?

Ein Elektrorollstuhl bringt nicht nur ein hohes Mass an Fahrkomfort, sondern auch selbständige Mobilität zurück in Ihr Leben. Um diese möglichst überall geniessen zu können, ist der Karakal ein treuer Begleiter in Ihrem Alltag. Denn mit diesem dürfen Sie nicht nur Gehwege, sondern auch Fussgängerzonen befahren. Zu beachten ist hierbei, dass Sie die geforderte Schrittgeschwindigkeit einhalten und auf eine ausreichende Beleuchtung Ihres neuen Hilfsmittels achten. Das sorgt nicht nur für eine bessere Sichtbarkeit, sondern auch für Ihre Sicherheit.

Ist ein Elektrorollstuhl für die Wohnung geeignet?

Der REHASHOP Elektrorollstuhl Karakal ist sowohl für die Nutzung im Innen-, als auch im Aussenbereich bestens geeignet. Dabei sorgt sein praktischer Faltmechanismus dafür, dass Sie Ihr Mobilitätshilfsmittel sowohl in der Wohnung als auch für den Transport im PKW platzsparend und sicher verstauen können. Ob nun also Zuhause, im Hotel oder im Ferienhaus - der Karakal bleibt Ihr treuer Begleiter.



REHASHOP Leichtgewichtrollstuhl Zebra

Artikel-Nr.: KREHA-2070-46

- Reisetauglicher Begleiter mit cleverem Faltmechanismus
- Schlankes Design mit nur 14 kg Eigengewicht
- 41, 46 oder 51: Drei verschiedene Sitzbreiten sorgen für Fahrkomfort

 Video online

Technische Daten

| | |
|----------------|-----------------|
| Sitzbreite: | 41 / 46 / 51 cm |
| Sitzhöhe: | 54 cm |
| Sitztiefe: | 39 cm |
| Bremse für BP: | ja |
| Gewicht: | 14 kg |
| Belastbar bis: | 110 kg |

REHASHOP Elektromobil Siam

Artikel-Nr.: REHA-4000

- Graziles Modell mit nur 106 cm Wenderadius
- In den Farben rot und himmelblau bestellbar
- Von der Sitzhöhe bis zur Lenksäule individuell einstellbar

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------|
| Sitzbreite: | 42,5 cm |
| Sitzhöhe: | bis 45 cm |
| Reichweite: | 11 km |
| Batteriekapazität: | 2 x 12 / 12 |
| Motorleistung: | 200 W |
| Belastbar bis: | 136 kg |



REHASHOP Elektrorollstuhl E-Tiger

Artikel-Nr.: KREHA-2500-43

- Faltbarer Elektrorollstuhl mit sportlich-moderner Optik
- Angenehmes Sitzpolster und verschiedene Einstellungsoptionen
- Kann auch manuell bewegt werden

 Video online

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Sitzbreite: | 43 cm |
| Sitzhöhe: | 53 cm |
| Reichweite: | 20 km |
| Batteriekapazität: | 24 V / 15, 6Ah |
| Motorleistung: | 130 W |
| Belastbar bis: | 120 kg |

Unsere aktuellen Bestpreise finden Sie online.
Oder nutzen Sie einfach unsere kostenfreie Hotline