




 Sportrider S

Das Costum e-Trike für den individual Rider



Starker Motor
Kräftige Batterien



CH-Getriebe mit
spez. Übersetzung



Grosse Räder
dadurch komfortables
und leichtes Rollen



Schweizer bevoll-
mächtigter General-
importeur mit
(swissmedic) Label



**EMobil
& Care**
Für Menschen

Sportrider S



Verkauf

Der Verkauf in der Schweiz erfolgt, ausschliesslich über den versierten Fachhändler. Fragen Sie uns gerne nach dem Fachhändler in ihrer Nähe.

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate. Oder 6000 km, je nachdem, was eher erreicht ist. Batterien haben eine Garantie von 6 Monaten.

* Verbrauchsangaben

Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen gründen auf den Werksangaben und sind Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen.

Technische Daten

Geschwindigkeit	10 km/h
Ohne Führerausweis fahrbar	Ja
Motorleistung	1000 Watt
Batterien AGM	2x12V 80 Ah
Reichweite bis	35 km *
Option: Batterien AGM	2x12V 100 Ah
Reichweite bis	40 km *
Steigfähigkeit im 1. Gang bis	30 % *
Im Dauerbetrieb bis	22 % *
Gesamtgewicht inkl. Batterien	168 kg
Belastbarkeit max.	200 kg
Länge	1650 mm
Breite	780 mm
Höhe	1380 mm
Höhe minimal	1180 mm
Bodenfreiheit	105 mm
Wendekreis	3300 mm
Einzelradaufhängung	vorne
Voll-Federung	vorne und hinten
Räder Ø vorne und hinten	495 mm

Ausstattung

Farbe Schwarz-Silber-Chrom
Scheinwerfer-Lampe, Seiten-Blinker in Chromgehäuse
Heckleuchten rot, orange mit Klarglas Abdeckung
Warnblinkanlage
Rückspiegel links in Chromgehäuse
Option: Rückspiegel auch rechts
Komfortsitz mit Kopfstütze und verstellbarer Armlehne
Sitz drehbar und mehrfach verstellbar
Lenker mit Werkzeug individuell verstellbar
Feststellbremse mit Arretierung beim parken
Manuele Schalter für den Fahrbetrieb
Rundinstrumente in Chromgehäuse Digital, mit Batterie Ladestandanzeige, km Zähler, Uhr, Aussentemperatur Anzeige
Am Heck integrierter Adapter zur Aufnahme von Optionen und Zubehör

Optionen

Windshield, getönte Windschutzscheibe
Dach, Polyester weiss mit Frontscheibe auf Stahlrahmen
Faltdach-Allwetter-Verdeck Universal
Gepäckbox, Heck Korb, Stockhalter
Rollatorhalter für längs- oder seitlich faltbare Rollatoren
Abdeckplane zu Sportrider S 720 x 1200 x 1500 mm
Weiteres Zubehör auf Anfrage...

Alle Angaben stets freibleibend

EMobil & Care AG | Generalimporteur für Hilfsmittel

Fabrikweg 19 | CH-3627 Heimberg | 078 265 00 51 | info@emobil-care.ch | www.emobil-care.ch