



Artikel-Nr.: KREHA-2500-43

⚡ Tiger

Zuverlässiger Elektrorollstuhl mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Elektrorollstuhl E-Tiger von REHASHOP überzeugt als zuverlässige Mobilitätshilfe für alle Personen, deren Gehfähigkeit stark eingeschränkt ist. Wenn auch Ihnen das eigenständige Gehen grosse Probleme bereitet oder nicht mehr möglich ist, kann Sie dieser elektrische Rollstuhl im Alltag bestens unterstützen. Mit seinen grosszügigen Hinterrädern verspricht der E-Tiger ein komfortables Fahrerlebnis im Aussenbereich. Zudem ist er ebenfalls für den Gebrauch in Innenräumen bestens geeignet. Mit der vollgeladenen 24 V (15,6 Ah) Batterie sind bei guten Fahrbedingungen Reichweiten von mehr als 20 Kilometern möglich, sodass auch ausgedehnten Ausflügen nichts mehr im Weg steht.

Sollte der Akku doch einmal leer sein, lässt sich der E-Rollstuhl bequem von Hand antreiben. Dank seiner Greifringe kann der E-Tiger vom Fahrer selbst geschoben werden. Falls eine Begleitperson das Schieben übernehmen möchte, verfügt der Elektrorollstuhl ausserdem über Schiebegriffe. Für einen einfachen und flexiblen Transport lässt sich der Rollstuhl einfach zusammenfallen.

Neben seiner nutzerfreundlichen Handhabung, überzeugt der elektrische Rollstuhl mit seinem ansprechenden sowie modernen Design und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten

Allgemein

Rahmenfarbe: Orange
Federung: Nein

Gewicht

Leergewicht inkl. Akku: 38 kg
Max. Benutzergewicht: 120 kg

Fahrerlebniss

Max. Geschwindigkeit: 6 km/h
Reichweite: Über 20 km

Abmessungen

Sitzbreite: 43 cm
Sitzhöhe: 53 cm
Abmessungen (L x B x H) : 105 x 63 x 88 cm
Ø Vorderräder: 19,5 cm
Ø Hinterräder: 53 cm

Leistung

Akkukapazität: 24 V / 15,6 Ah
Motorleistung: 130 W



Faltbarer Rollstuhl mit einfacher Bedienung

Der REHASHOP E-Tiger kann bequem zusammengeklappt werden. Dazu greifen Sie vorne und hinten unter die Sitzfläche und ziehen diese einfach nach oben. Die Faltmasse verkleinern sich zusätzlich, wenn Sie die Rückenlehne umklappen. Für noch mehr Flexibilität während des Transports sorgt der herausnehmbare Akku. So können Sie den elektrischen Rollstuhl platzsparend zu Hause verstauen oder in den Kofferraum eines PKW laden. Ebenso schnell und unkompliziert kann der E-Rollstuhl auch wieder auseinandergeklappt und für Sie fahrbereit gemacht werden.

Die Fussablageflächen können hochgeklappt werden und erleichtern Ihnen so das Aufstehen und Platznehmen. Zudem sind diese höhenverstellbar und lassen

sich damit flexibel an Ihre individuelle Körpergrösse anpassen. Das Sitzpolster bietet ebenso wie die einfache Bedienung auch während längerer Fahrten einen hohen Komfort. Die Regulierung der Geschwindigkeit sowie die Lenkung erfolgt über den Joystick. Ihre individuellen Fahreinstellungen können Sie ebenfalls am Bedienelement vornehmen. Ausserdem haben Sie hier die Akkuladestandanzeige stets im Blick.

Ein weiterer Vorteil des Elektrorollstuhls von REHASHOP ist sein geringes Gewicht, denn der Tiger besitzt einen robusten und zugleich leichten Rahmen aus Aluminium. Während seine maximale Belastbarkeit durch die Nutzerin oder den Nutzer 120 kg beträgt, verfügt der Rollstuhl selbst über ein geringes Eigengewicht von lediglich 38 kg.





Ihre Vorteile im Überblick

-  **Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis**
Elektrorollstuhl zum kleinen Preis: Vereint schickes Design und gute Fahreigenschaften
-  **Hohe Reichweite**
Bei idealen Fahrbedingungen bis zu 20 km mit einer Akkuladung zurücklegen
-  **Attraktives Design**
Faltbarer Elektrorollstuhl mit sportlich-moderner Optik in einem angenehmen Orangeton
-  **Schiebebetrieb möglich**
Kann auch durch den Nutzer oder eine Begleitperson manuell bewegt werden
-  **Leistungsfähig**
Moderne Motor- und Antriebstechnologie für gute Fahreigenschaften
-  **Hoher Sitzkomfort**
Angenehmes Sitzpolster und verschiedene Einstellungsmöglichkeiten

 Video online





FAQ - Häufig gestellte Fragen

Warum lohnt sich ein Elektrorollstuhl?

Elektrorollstühle eignen sich insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität sowie in ihrer Armkraft und -beweglichkeit beeinträchtigt sind. Kommt ein regulärer Rollstuhl für Sie also nicht in Frage, weil Ihnen beispielsweise die Vorwärtsbewegung aus eigener Kraft schwerfällt, vereinfacht eine elektrische Mobilitätshilfe Ihren Alltag.

Elektrorollstühle, wie unser E-Tiger, sind darauf ausgerichtet, Ihnen zu mehr Selbstständigkeit und Mobilität zu verhelfen. Deshalb ist auch deren Handhabung so einfach und komfortabel wie möglich gehalten. Das bezieht sich auch auf die Lenkung des Hilfsmittels. Denn diese ist ebenso wie die Beschleunigung über den integrierten Joystick regulierbar. Mit dem Bedienfeld und der Akkuanzeige im Blick, wissen Sie stets, wann Sie Ihren neuen Begleiter aufladen müssen. Zudem lassen sich die Fahreinstellungen individuell anpassen.

Wie schnell fährt der Elektrorollstuhl?

Mit dem REHASHOP Elektrorollstuhl E-Tiger können Sie bis auf eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h beschleunigen. Das sorgt für ein zügiges Vorankommen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Kombiniert mit seiner hohen Reichweite von bis zu 20 km, steht Ihrem nächsten Ausflug - dank unserer flexiblen Mobilitätshilfe - nichts mehr im Weg.

Wo darf ich mit meinem Elektrorollstuhl fahren?

Ein Elektrorollstuhl bringt nicht nur ein hohes Mass an Fahrkomfort, sondern auch selbständige Mobilität zurück in Ihr Leben. Um diese möglichst überall geniessen zu können, ist der E-Tiger ein treuer Begleiter in Ihrem Alltag. Denn mit diesem dürfen Sie nicht nur Gehwege, sondern auch Fussgängerzonen befahren. Zu beachten ist hierbei, dass Sie die geforderte Schrittgeschwindigkeit einhalten und auf eine ausreichende Beleuchtung Ihres neuen Hilfsmittels achten. Das sorgt nicht nur für eine bessere Sichtbarkeit, sondern auch für Ihre Sicherheit.

Ist ein Elektrorollstuhl für die Wohnung geeignet?

Auch, wenn der REHASHOP Elektrorollstuhl E-Tiger mit seinen grosszügigen Hinterreifen insbesondere im Aussenbereich überzeugt, ist er zusätzlich auch bestens für den Innenbereich geeignet. Dabei sorgt sein praktischer Faltmechanismus dafür, dass Sie Ihr Mobilitätshilfsmittel sowohl in der Wohnung als auch für den Transport im PKW platzsparend und sicher verstauen können. Ob nun also Zuhause, im Hotel oder im Ferienhaus - der E-Tiger bleibt Ihr treuer Begleiter.