




EMobil
& Care
Für Menschen

Bility S




Bility S

Der bewährte und robuste «fast» Alleskönner



Der grösste und
stärkste in der
kleinen Klasse



CH-Getriebe mit
spez. Übersetzung



Fährt Sie wohin
Sie wollen



Schweizer bevoll-
mächtigter General-
importeur mit
(swissmedic) Label



Verkauf

Der Verkauf in der Schweiz erfolgt, ausschliesslich über den versierten Fachhändler. Fragen Sie uns gerne nach dem Fachhändler in ihrer Nähe.

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate. Oder 6000 km, je nachdem, was eher erreicht ist. Batterien haben eine Garantie von 6 Monaten.

* Verbrauchsangaben

Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen gründen auf den Werksangaben und sind Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen.

Technische Daten

Geschwindigkeit	10 km/h
Ohne Führerausweis fahrbar	Ja
Motorleistung	750 Watt
Batterien AGM	2x12V 50 Ah
Reichweite bis	30 km*
Steigfähigkeit im 1. Gang bis	28 %*
Im Dauerbetrieb bis	20 %*
Gesamtgewicht inkl. Batterien	109 kg
Belastbarkeit max.	150 kg
Länge	1360 mm
Breite	660 mm
Höhe	1160 mm
Höhe minimal	810 mm
Bodenfreiheit	95 mm
Wendekreis	2800 mm
Federung	vorne und hinten
Räder Ø vorne und hinten	310 mm

Ausstattung

Farbe Blau
Ramschutz vorne und hinten
Beleuchtung vorne, hinten und Blinker
Warnblinkanlage
Rückspiegel links

Option: Rückspiegel auch rechts

Komfortsitz mit Kopfstütze und verstellbarer Armlehne
Sitz dreh- und mehrfach verstellbar
Lenksäule individuell verstellbar
Feststellbremse mit Arretierung beim parken
Armaturenbrett mit leicht zu bedienenden Tasten
Batterie Ladestandanzeige
Einkaufskorb an Front
Am Heck integrierter Adapter zur Aufnahme von Optionen und Zubehör

Optionen

Faltdach-Allwetter-Verdeck Universal
Gepäckbox, Heck Korb, Stockhalter
Rollatorhalter für längs- oder seitlich faltbare Rollatoren
Abdeckplane für Scooter 720 x 1200 x 1500 mm
Weiteres Zubehör auf Anfrage...

Alle Angaben stets freibleibend