



Regia



Für ein Leben zuhause,
das zu Ihnen passt

Regia – Ihr Bett für ein selbstbestimmtes Leben

Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Manche genießen den Ruhestand voller Energie, andere wünschen sich nach Krankheit oder Unfall etwas mehr Unterstützung – und viele wollen einfach wissen, dass sie gut vorbereitet sind. Das Regia begleitet Sie auf diesem Weg.

Es vereint Komfort, Sicherheit und Stil in einem Bett, das so wohnlich aussieht wie jedes andere, aber viel mehr kann. Es erleichtert das Aufstehen, schont den Rücken und sorgt mit seiner flexiblen Höhe für Geborgenheit und Selbstständigkeit – Tag für Tag, Jahr für Jahr.


Das Regia wächst mit Ihren Bedürfnissen: vom stilvollen Komfortbett für aktive Jahre über die praktische Hilfe im Alltag bis zum verlässlichen Partner in der Pflege. Ein Bett, das sich Ihrem Leben anpasst – nicht umgekehrt.

Titelseite: Regia mit Häupterkombination Primus/Primus-Low im Dekor Kirsche Havanna.



Inhalt

- 4 Regia
- 5 Doppelbett: Regia partner
- 7 Seitensicherungen
- 8 Das Easy-Switch-System
- 10 Komfort-Funktionen
- 12 Dekore, Stoffe und Häupter
- 15 Matratzen
- 16 Zubehör
- 18 Ausstattungen



- **großer Höhenverstellbereich:**
26-80 cm
- **hohe sichere Arbeitslast:**
225 kg
- **individuell anpassbar:**
 - Liegeflächenbreite 90 oder 100 cm
 - teleskopierbare geteilte Seitensicherung für flexiblen Schutz
 - Seitensicherung, Häupter und Blenden mit Easy Switch leicht und werkzeuglos montierbar



Wohnliche Stoffe

Kopf- und Fußteile sind auf Wunsch mit wohnlichen Stoffen gepolstert. Wo keine Elemente der geteilten Seitensicherung konfiguriert sind, lassen sich zudem Blenden in Holz-, Stoff- oder Lederoptik anbringen. So passt das Bett zu jedem Wohnstil.



Elegantes Kunstleder

Wird das Regia rundum mit elegantem Kunstleder verkleidet, sieht es nicht mehr wie ein Pflegebett aus. Dennoch genießen die Nutzer alle Vorteile der elektrischen Verstellbarkeit. Seitensicherungen oder Elemente in einer anderen Optik können jederzeit nachgerüstet werden. So verändert sich das Bett mit Ihren Ansprüchen.



Doppelbett Regia partner

- **flexibles Seniorenbett für Paare:**
 - Lehnen der Liegeflächen individuell verstellbar
 - bequeme Sitzposition
 - Betthälften lassen sich leicht trennen und wieder zusammenfügen



Das elegante Niedrigbett Regia passt sich allen Komfort- und Schutzbedürfnissen an.

Regia

Komfort ohne Kompromisse

Ein Bett, das mit Ihnen lebt

Wer aktiv bleibt, möchte auch zu Hause jeden Komfort genießen – und das ohne Abstriche beim Stil. Mit **wohnlichen Stoffen, eleganten Holzdekoren** und **edlen Lederoptiken** fügt es sich harmonisch in jedes Schlafzimmer ein und bleibt dabei ein echtes Designerstück.


Doch unter der schönen Oberfläche steckt durchdachte Technik, die Ihr Leben leichter macht. Die **elektrische Höhenverstellung** bringt Sie mühelos in eine

angenehme Sitzposition – zum Lesen, Entspannen oder einfach, um den Tag auf Augenhöhe zu beginnen. Und wenn Sie Unterstützung benötigen, senkt sich das Bett bis auf **26 Zentimeter** ab, um Stürze zu vermeiden und Sicherheit zu geben.

Sicher. Komfortabel. Stilvoll.

- **Wohnlich statt klinisch:** auf Wunsch mit gepolsterten Häuptern oder kunstlederbezogenen Blenden
- **Komfort auf Knopfdruck:** leises, präzises Verstellen von Höhe, Rücken- und Beinteil
- **Ergonomisch durchdacht:** schützt den Rücken von Pflegenden und erleichtert den Alltag
- **Flexibel anpassbar:** durch das Easy-Switch-System verändert sich das Bett mit Ihren Bedürfnissen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Primus:
76–130
Nobla:
70–120



Elegante Polsterung oder wohnliches Holzdekor, Seitenblenden oder Seitensicherungen – beim Regia als Doppelbett haben Paare die Wahl.

Partnerbett

Gemeinsam zuhause bleiben

Nähe, Komfort und Freiheit – zu zweit

Mit dem Regia partner genießen Paare ihren Alltag gemeinsam – in einem Bett, das verbindet, ohne einzuschränken. Es sieht aus wie ein elegantes Doppelbett, bietet aber die Funktionen zweier vollwertiger Komfort- und Pflegebetten. So bleibt Zweisamkeit erhalten, selbst wenn einer von beiden Unterstützung benötigt.


Jede Bettseite lässt sich individuell verstellen: Die **Rückenlehne**, die **Unterschenkellehne** oder die **Sitzposition** können unabhängig voneinander angepasst werden. So kann einer noch lesen, während der andere schon ruht – und beide erleben Komfort auf Augenhöhe.

Wenn Pflege oder Reinigung es erfordern, lassen sich die beiden Hälften mühelos trennen und wieder zusammenfügen. Das gibt Raum für Flexibilität, ohne den vertrauten Charakter des gemeinsamen Schlafzimmers zu verlieren.

Ein Bett, das verbindet

- **Zweisamkeit ohne Kompromisse:** gemeinsam schlafen, individuell liegen
- **Sicher und anpassbar:** Seitensicherungen und Zubehör für die Anpassung an die verändernden Lebensumstände
- **Leichte Handhabung:** einfach trennbar für Pflege oder Raumgestaltung
- **Hochwertige Optik:** wohnliches Design, das sich jedem Einrichtungsstil anpasst

Außenmaße/Höhenverstellbereich:





- ▲ Die mühelose Trennung der Betthälften erleichtert die Pflege am Bett ebenso wie die Reinigung des Raumes.

Komfort, der verbindet

Das Leben zu zweit verändert sich – aber Nähe, Vertrauen und Geborgenheit bleiben. Das Regia partner sorgt dafür, dass beides selbstverständlich bleibt: gemeinsame Momente und individuelle Freiheit.

Mit seinem großen **Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm** und den flexiblen Liegeflächen schafft es die perfekte Balance zwischen Komfort und Sicherheit. Es hebt und senkt sich synchron, damit keine Zwischenräume entstehen, in denen sich jemand einklemmen könnte. Jede Seite bleibt unabhängig verstellbar – so findet jeder seine Lieblingsposition zum Lesen, Ruhen oder Fernsehen.



- ▲ Jede Betthälfte verfügt über eine eigene Fernbedienung.



- ▲ Der Bettkorpus bewegt sich immer synchron, die Liegeflächen lassen sich hingegen einzeln verstellen.

Technik, die Nähe schafft

- Zwei Liegeflächen à 90 × 200 cm, individuell verstellbar
- Höhenverstellung 26 – 80 cm für Sicherheit und ergonomisches Arbeiten
- 225 kg sichere Arbeitslast je Seite – stabil und langlebig
- Synchronbewegung des Bettkorpus, damit keine Klemmgefahr entsteht
- Optionale Seitensicherungen für individuellen Schutz



- ▲ Die kopfseitige Anstellung bietet eine ideale Balance aus Freiheit und normgerechtem Schutz.



- ▲ Auf der ersten Stufe ist die TSG eine Orientierungshilfe und ermöglicht kopfseitig angestellt das selbstständige Ein- und Aussteigen.



- ▲ Die diagonale Anstellung der Holme gibt ein gutes Gefühl von Sicherheit.



- ▲ Sturzgefährdete Bewohner werden durch die vollständige Anstellung sicher geschützt.

Seitensicherungen

Schutz, der Freiheit lässt

Wer sich sicher fühlt, bleibt aktiv. Deshalb bietet das Regia **moderne Seitensicherungen**, die Schutz geben, ohne den Bewegungsraum einzuschränken.

Die **Seitensicherungen** lassen sich mühelos anbringen oder abnehmen – ganz nach dem, was der Alltag gerade verlangt. Sie hilft beim Aufstehen, gibt Halt beim Hinlegen und bleibt dabei dezent im Erscheinungsbild.

So entsteht eine Umgebung, die Sicherheit bietet, ohne an Zuhause zu erinnern – elegant, wohnlich und beruhigend.



- ▲ Die optionale durchgehende Seitensicherung (DSG) lässt sich mithilfe des Easy-Click-Systems sekundenschnell anbringen.

Flexibel wie das Leben selbst

- **Zwei Höhenstufen:** leichte Orientierung oder voller Schutz
- Kopfseitige Sicherung für **einfaches Ein- und Aussteigen**
- Optional auch durchgehende Seitensicherung für **maximale Stabilität**
- **Werkzeuglos montierbar** dank Easy-Switch-System

Ob Sie gerade mehr Unterstützung benötigen oder wieder beweglicher sind – das Regia passt sich an, nicht umgekehrt. So bleibt jeder Tag so frei wie möglich und so sicher wie nötig.



- ▲ Mit der durchgehenden Seitensicherung genießen sturzgefährdete Bewohner maximalen Schutz (Abbildung ähnlich).

Flexibel bleiben, wenn sich das Leben verändert


Manchmal ändern sich Bedürfnisse ganz allmählich – manchmal über Nacht. Das Regia begleitet Sie in jedem dieser Momente. Dank seines **Easy-Switch-Systems** lassen sich Kopf- und Fußteile, Blenden und Seitensicherungen ganz ohne Werkzeug austauschen. Ein paar Handgriffe genügen, und Ihr Bett passt sich neuen Situationen an – ob Sie mehr Halt wünschen, Platz zum Einsteigen brauchen oder einfach eine neue Optik bevorzugen.

Das Regia bleibt damit stets Ihr vertrauter Ort – nur eben so, wie Sie ihn gerade brauchen.

Durch das Easy-Switch-System lässt sich das Regia im Lauf der Nutzung sehr einfach mit Seitensicherungen oder einer neuen Optik nachrüsten und **an Ihre Bedürfnisse anpassen**.

Dadurch wird es zu einem Bett, das sich mit Ihnen entwickelt und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Die **abnehmbaren Seitensicherungen** ermöglichen zudem einen schnellen Umbau, immer angepasst an die jeweilige Pflegesituation.

**Easy
Switch**



**! Seitensicherungen frei kombinierbar:
• 110/90 oder 90/110**

Mit Easy Switch mehr Flexibilität und Sicherheit

Betten mit Easy Switch erfüllen wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner und lassen sich optisch an jeden Geschmack anpassen, ohne die Mobilität des Pflegebedürftigen einzuschränken.



▲ Alle Easy-Switch-Elemente werden in den Bettrahmen gesteckt und mit leicht bedienbaren Verschlüssen befestigt.



▲ Drücken Sie den Verschluss einfach nach oben.



▲ Der Verschluss rastet sicher ein – das Element ist befestigt.



▲ Um die Befestigung wieder zu lösen, ziehen Sie die orange Sicherung nach vorn und drücken Sie den Verschluss nach unten.



Die tiefste Position von nur 26 cm schützt vor Sturzverletzungen.

Komfort im Alltag

Bewegung auf Augenhöhe

Aufstehen, leben, teilhaben – so einfach kann Alltag sein

Ein gutes Bett ist mehr als ein Ort zum Schlafen – es ist der Mittelpunkt des Tages. Im Regia genießen Sie jede Bewegung mit Leichtigkeit: aufrecht sitzen, mit der Familie frühstücken, fernsehen oder einfach in Ruhe entspannen. Die **flexible Höhenverstellung** bringt Sie mühelos in die ideale Position – bequem, sicher und ohne Anstrengung.

Mit einer sanften Bewegung hebt oder senkt sich das Bett zwischen 26 und 80 Zentimetern. Die niedrigste Position **schützt vor Stürzen**, während die ergonomische Arbeitshöhe Pflegenden das Leben erleichtert.

Ein automatischer **Zwischenstopp bei etwa 40 cm** sorgt dafür, dass der Ein- und Ausstieg immer angenehm und sicher bleibt.

Die Rückenlehne lässt sich bis zu 70° aufstellen, die Fußtieflage unterstützt die Durchblutung und fördert entspanntes Sitzen – perfekt zum Lesen oder für Gespräche auf Augenhöhe.

Das Regia vereint Technik und Gefühl. Es schenkt **Bewegungsfreiheit**, wo sie gebraucht wird, und Ruhe, wenn sie gewünscht ist – für ein Leben in Bewegung, das sich immer gut anfühlt.



▲ Der automatische Zwischenstopp bei ca. 40 cm ist für viele Menschen die optimale Ein- und Ausstiegshöhe.



▲ Die ergonomische Pflegehöhe von bis zu 80 cm schont den Rücken der Angehörigen.



In der Sitzposition können Pflegebedürftige auf Augenhöhe am Alltag teilhaben.

Mit neuer Lebensfreude den Alltag genießen



Komfort, der verbindet

- **Bequeme Sitzposition** für Gespräche, Mahlzeiten oder Fernsehen
- **Höhenverstellung von 26 bis 80 cm** – Sicherheit und Ergonomie in einem
- **Sanfter Rückenlehnenrückzug** für mehr Komfort beim Aufrichten
- Leise, präzise Motoren mit **intuitiver Steuerung**
- **Ergonomische Pflegehöhe** – schont den Rücken der Angehörigen

Wohnlichkeit in jeder Ausführung

Dekore¹⁾



▲ Kirsche Havanna



▲ Lindberg Eiche




▲ Buche Natur



▲ Königsahorn

Stoffe und Kunstleder



▲ Stoff: Grau Tiba 8111



▲ Stoff: Hellgrün Tiba 6210



▲ Kunstleder: Weiß 1-1142-197

¹⁾ Regia Variante partner: Buche Natur und Kirsche Havanna

Häupter²⁾

Primus

- nur Holzdekor




Prinzino

- nur Holzdekor
- längere Lieferzeit



Nobla

- Holzdekor oder gepolstert
- längere Lieferzeit



²⁾ Regia Variante partner: nur mit den Kombinationen Nobla oder Nobla mala, Holzdekor oder gepolstert



Stilvoll und elegant – und lässt Pflege und Wohnlichkeit zu einer Einheit werden



Die Premium-Matratze Sky-fit (hier ohne Bezug) passt sich der Liegefläche des Regia genau an.

Erhältlich für
Liegeflächenmaße:

Sky-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Basic-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Matratzen

Komfort, den man spürt

Guter Schlaf beginnt mit dem richtigen Gefühl

Im Regia wird Liegen zu echter Erholung. Die Matratzen sind so konzipiert, dass sie jede Bewegung sanft mitgehen – beim Lesen, Aufrichten oder Ruhen. So genießen Sie jederzeit die **perfekte Unterstützung**, ganz gleich, ob Sie sich entspannen oder gepflegt werden.



▲ Modell Sky-fit mit hochwertiger Skytherm®-Auflage.

Sky-fit – das Premium-Modell

Für Menschen, die das Maximum an Komfort und Unterstützung wünschen. Zwei Schichten – eine flexible Skytherm®-Auflage und eine stabile Kaltschaumbasis – passen sich perfekt an Körper und Liegefläche an. Ideal für anspruchsvolle Schläfer und längere Pflegezeiten.



▲ Modell Comfort-fit mit Randzonenverstärkung.

Comfort-fit – die Mittelklasse

Elastischer Kaltschaum, gute Stützfunktion, spürbar weich und dennoch stabil. Diese Matratze ist die ausgewogene Lösung für alltäglichen Komfort und eignet sich besonders für wechselnde Liegepositionen.



▲ Modell Basic-fit.

Basic-fit – das Einsteigermodell

Einfach, bequem und hygienisch. Eine robuste Einschichtmatratze für verlässlichen Liegekomfort – auch als Einsteigermodell bestens geeignet.



▲ Die **Leselampe** ist zum Einstecken in die Aufrichterhülse oder zum Anbringen am Aufrichter wählbar.



▲ Das **Unterbettlicht** dient nachts der besseren Orientierung und schafft zusätzliche Sicherheit.



▲ Die **Bettverlängerung** um ca. 20 cm wird einfach in den Bettrahmen gesteckt. Passende Polsterteile zur Verlängerung der Matratze sind ebenfalls erhältlich.



▲ Die **Komfort-Liegefläche** besteht aus 50 freischwingenden Federelementen.

Zubehör

Kleine Details, großer Unterschied

Mehr Komfort. Mehr Sicherheit. Mehr Alltag.

Das Regia lässt sich mit praktischem Zubehör ganz nach Ihren Wünschen ergänzen – für **mehr Sicherheit, Bequemlichkeit und Wohlfühl** im täglichen Leben. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, Bewegung zu erleichtern, Orientierung zu geben und den Alltag komfortabler zu gestalten.

Beispiele

- **Unterbettlicht** für sichere Wege in der Nacht
- **Aufstehhilfe** für einfaches Hinlegen und Aufstehen
- **Komfort-Liegefläche** für druckentlastendes Liegen
- **Bettverlängerung** für zusätzlichen Raum und Flexibilität
- **Leselampe** für angenehme Lichtmomente

So wird Ihr Regia zu einem Bett, das wirklich zu Ihnen passt – in jeder Lebensphase.

Mit dem biegsamen **Geberhalter** befindet sich der Handschalter immer an der passenden Position.



▲ Die **schwenkbare Aufstehhilfe** unterstützt beim Aufstehen und Hinlegen.



▲ **Schaumlederbezüge** schützen vor Stößen gegen die Seitensicherung.



▲ Mit dem **Verlängerungskabel** von 1,40 m lässt sich der Handschalter im ganzen Raum nutzen.



▲ **Wandabweisrollen** schützen Bett und Zimmereinrichtung während des Fahrens und der Höhenverstellung.

Ausstattungen

Alle Angaben sind Circa-Maße.

Modellbezeichnung	Regia	Regia Partner
Maße und Gewichte		
Liegefläche 90 × 200 cm	✓	✓ (2 x)
Liegefläche 100 × 200 cm	0	–
Höhenverstellung	26-80 cm	26-80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg	2 x 225 kg
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓	✓
elektrische Anhebung der Unterschenkellehne (21 cm)	✓	✓
Fußtieflage (15°)	✓	✓
4-Rollen-Zentralfeststellung	✓	✓
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓	✓
Kopf- und Fußteile		
Nobla (Holzdekor oder gepolstert, nicht mit DSG erhältlich)	0	0
Nobla mala (Holzdekor oder gepolstert, nicht mit DSG erhältlich)	0	0
Primus	0	–
Primus-Low	0	–
Prinzino	0	–
Dekore und Stoffe		
Holzdekore	Buche Natur, Kirsche Havanna, Königsahorn, Lindberg Eiche	Buche Natur, Kirsche Havanna
Bezugsstoffe (Hellgrün Tiba oder Grau Tiba)	0	0
Kunstleder (weiß)	0	0
Seitenelemente		
Teleskopierbare Seitensicherung (TSG) mit Easy Switch		
– 2 Elemente 110/90 cm, mit Seitenblenden aus Holz, Stoff oder Kunstleder	0	0
– 2 Elemente 110/110 cm, mit Seitenblenden aus Holz, Stoff oder Kunstleder	0	0
– 2 Elemente 90/90 cm, mit Seitenblenden aus Holz, Stoff oder Kunstleder	0	0
– keine Seitensicherung, mit Seitenblenden aus Holz, Stoff oder Kunstleder	0	0
beidseitig durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click	0	–

Zubehör	Regia	Regia Partner
Sonderausstattungen und Zubehör		
Akku	0	0 (2x)
Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Argentum)	0	0
Aufstehhilfe (Farbe: Argentum)	0	0
Aufstehhilfe – breite Ausführung (Farbe: Signalgrau), nicht in Kombination mit DSG	0	0
Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° für DSG (Farbe: Signalgrau)	0	–
Aufstehhilfe schwenkbar beidseitig 90° für TSG/Blenden (Farbe: Signalgrau)	0	0
Bettverlängerung 18 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	0	0 (2x)
Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	0	–
Bettzeugablage (fußseitig)	0	–
Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch für DSG	0	–
Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch für DSG inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	0	–
Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	–
Geberhalter für Handschalter	0	0
Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	0	0
Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)	0	0 (2x)
Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (5 Elemente)	0	0 (2x)
Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	0	0
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	0
Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	–
Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 110 cm	0	0
Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 90 cm	0	0
Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	0	–
Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	0	–
Trendelenburg-Handschalter	0	–
Unterbettlicht	0	0 (2x)
Wandabstandshalter 1 Stück – kopfseitig	0	0
Wandabstandshalter 1 Stück – längsseitig	0	0
Wandabweisrollen 2 Stück	0	–

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
– = nicht lieferbar

Ganz einfach Code scannen
und Ihr Regia konfigurieren!



▲ **Haupt:** Prinzino
Holzdekor: Lindbergeiche
Kopfseitig: Teleskopierbare
Seitensicherungen 110 cm
Fußseitig: Holzblenden 90 cm



▲ **Haupt und Fußteil:** Primus
Holzdekor: Buche
Kopf- und Fußseitig:
Durchgehende Seitensicherung



▲ **Haupt:** Primus
Fußteil: Primus low
Holzdekor: Kirsche Havanna
Kopfseitig: Teleskopierbare Seitensicherung 110 cm
Fußseitig: Teleskopierbare Seitensicherung 90 cm



▲ **Haupt Kopfseitig:** Nobla
Haupt Fußseitig: Nobla mala
Stoffdekor: Grau gesteppt
Stoffblenden: Grau gesteppt



▲ **Haupt Kopfteil:** Nobla
Haupt Fußteil: Nobla mala
Kunstleder Kopf- und Fußteil: Weiß
Kopfseitig: Teleskopierbare Seitensicherung 110 cm
Fußseitig: Teleskopierbare Seitensicherung 90 cm



▲ **Haupt Kopfteil:** Nobla
Haupt Fußteil: Nobla mala
Stoffdekor Kopf- und Fußteil: Hellgrün
Holzblenden: Kirsche Havanna



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za


Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com